

J-Lgals3Bp J-Wb، If/Icc، Elisa - Q08380

رخصة المنتج: CM0027638



مقدم

فدته سي بي بنراً ةليسننل ديحو داضم مسج
دمت عم، يرشب ال (90K/Mac-2-BP)،
بيبرغلل ينيجهل لقنل ي ف مادختسالل
لغافت ي. ELISA رابتخاو، ةيروفلا ةعانملو
يلاثم. ذجلو رأفل عم آلدابتم آلغافت
عافدللو، ناطرسللو، يولخلل قاصتلل اثابأل
يعانمل.

ديزملل فرعا

لماعمل	ةمقلا
جت نملل مسا	LGALS3BP Rabbit pAb
ليدب مسا / تاطحال م	90K; M2BP; gp90; CyCAP; BTBD17B; MAC-2-BP; TANGO10B; LGALS3BP
عونل	يرشب
نيجلل فرع م	3959
نيجلل فرع م	3959
يعانمل دصتسملا	(NP_005558.1) يرشب ال LGALS3BP م 585 لى 306 م ةينمأل اصامأل عم قفاوت ي لسلست ىلغ يوتحي فلتؤم يجامدنل نيتورب فلتؤم نيتورب
ردصملا	بنراً
ةئفلا	ةليسننل ةديحو داضم الم اساسال
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتل لغافتلا	ذج، رأف، يرشب
SWISS	Q08380
نيتوربلل نزو	نوتلاد وليك 65
نحشلا	جلت سيك