

Lhx8 - Wb, If/Icc, Elisa - جين بروتين نم ةليسننل ددعتم Lhx8 داضم Q68G74

رخصننعل مقرر: CM0018248

ةمدقم

مت بروتين نم ةليسننل ددعتم LHX8 داضم و Western blot, IF/ICC, و ELISA. خسن لماع وهو، يرشبل LHX8 فشكي. يصبعل زيامتل في كراشي LIM-homeobox مولع تاساردل بسانم. طسوتمل يمحلل او روطتل او باصعلال.

ديزمل فرع

لماعمل	ةمقلا
جتننملا مسا	LHX8 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	LHX7; LHX8
عاونال	ناسن
نيجلا فرعم	431707
دصتسملا	(NP_001001933.1) يرشبل LHX8 نم 1-220 ةينمالا صامحال عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيوتوب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننل ددعتم داضم ماسجأ
قبطتل	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ناسن
SWISS	Q68G74
نيوتوبال نرو	39kDa
نحشلا	جلت سيك