

Lims1 J- Wb, If/Icc, Elisa - P48059

رقم المنتج: CM0017114



معلومات

LIMS1 مضاد بروتين من ليمفوساين ددعت مضاد ل- هتخص من ققحتل مت (PINCH1)، يرشبال ناسنإل تانيعل بسانم. WB, IF/ICC, ELISA. رأفل او ايلخل قاصتل ثابأل يلاثم. رأفل او يولخل لكيله او.

[ديزل فرعا](#)

اسم المنتج	معلومات
مستضد	LIMS1 Rabbit pAb
مستضد/مستضد	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
الغرض	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	3987
GeneID	3987
مستضد	(NP_001180417.1) يرشبال LIMS1 من 1-325 هنيأال صامأال عم قفاوتي لسلست يلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيوتوب
مستضد	برأ
الغرض	لناسنإ ددعت دادصأ
تطبيقات	WB, IF/ICC, ELISA
مناطق التفاعل	رأف، ناسنإ
SWISS	P48059
نيتوزال	37kDa
نحشال	جلت سيك