


Polymab® J- Wb, If-P, Ihc-P, Lipocalin-2/NGal ب نرأ ن م داضم Elisa - P80188 / P11672

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0011812



ة م د ق م

د ض ب نرأ ن م ل اكشأل ددعت م ط م ن ل ي د ا ح أ داضم
ق ق ح ت ل م ت . ي ر أ ف ل / ي ر ش ب ل Lipocalin-2/NGAL
م ل ه ت ي ح ا ل ص ن م WB, IF-P, IHC-P, و ELISA.
ة ع ا ن م ل و ، ج م ر ب م ل ا ي ا ل خ ل ت و م ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م
د ي د ح ل ل ي ئ ا ذ غ ل ل ي ث م ت ل و ، ة ي ر ط ف ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت م ن ل م س ا	Lipocalin-2/NGAL Rabbit PolymAb®
ر ا ع ت س م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م	p25; 24p3; MSFI; NGAL; Lipocalin-2/NGAL; AW212229; NRL; Sip24
ع ا و ن أ ل ا	ر أ ف / ن ا س ن ا
GeneID (ا ن ا س ن ا)	3934
GeneID	3934/16819
د ض ت س م ل ا	ي ر أ ف ل / ي ر ش ب ل Lipocalin-2/NGAL ن م ف ل ت و م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ه ئ ف ل ا	ط م ن ل ا ه ي د ا ح أ د ا د ص أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ا ت ل ا	ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P80188/P11672
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	23kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك