

Elisa و Wb - J بنرأل نم تادضتسم ل ددعتم Anti-Lonp2 داضم Q86Wa8

رصنع ل مقرر: CM0022885

ةمدقم

LONP2 دض بنرأل نم تادضتسم ل ددعتم داضم (Western blot) يبرغل مي سرتلل بسانم ، يرش بل عم آبل اصتم لعافت ي . ELISA ةنقتو Lon زيتورب فدهتسي . ذرل او رافل روهدت ةساردل ديفم ، مي وسيسي كوري بل ميظنتل او ةمي وسيسي كوري بل تانتي توربل . يضيأل

ديزم ل فرع

لماع ل	ةمي ل
جتنم ل مسا	LONP2 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	LONP, PLON, LONPL, PSLON, LONP2
عاونأل	ناسن
نيج ل فرع م (Gene ID)	83752
دضتسم ل	(NP_113678.2) يرش بل LONP2 نم 1-300 ةني نمأل ضامأل عم قفاوتي لس لسست ىلع يوتحي بيكرتل داغم يجامدن ني تورب
ردصم ل	بنرأ
ةئفل	تادضتسم ل ددعتم داضأ
قبطت ل	WB, ELISA
بل اصتم ل لعافت ل	ذرل ، رافل ، ناسن
SWISS	Q86WA8
ني توربل نزو	95kDa
نحش ل	جلت سيك