


J- Lrg1 J- Wb, If-P, Elisa - P02750

رخصن عل مقرر: CM0025741



ةمدقم

LRG1 ج داضم ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم م س ج ةعانم ل او Western blot، ه ن م ق ق ح ت ل م ت 2-اف ل أ ن ي ت و ر ب ف ش ت ك ي . ELISA، ة ق ل أ ت م ل تان ي ع ي ف ن ي س و ي ل ل ا ب ن ي ن غ ل ن ي ت و ر ب و ك ي ل غ تاساردل ب سان م . ذ ر ج ل او ر أ ف ل او ناسن إ ل تارشؤم ل فاش ت ك او ام زال ب ل تان ي ت و ر ب ة و ي ح ل .

دي ز م ل ا فر ع

راي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ن م ل م س ا	J- Lrg1 ج داضم ةل س ن ل ددعت م ب ن ر أ داضم م س ج
ي ر خ أ ءام س ا ت ا ط ا ح ا ل م	LRG1: HMFT1766: LRG1
ع و ن ل ا	ناسن إ
م (ناسن إ ل ا) ن ي ج ل ا فر ع م	116844
ن ي ج ل ا فر ع م	116844
ي ع ا ن م ل د ص ت م ل ا	LRG1 ن ي ت و ر ب م 36-347 ة ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_443204.1).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د د ع ت م ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF-P, ELISA
ي ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا، ر أ ف ل ا، ناسن إ ل ا
SWISS	P02750
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 38
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك