


Wb, If/Icc, If-P, Elisa - L- بنرأل نم ةليسننل يداحأ Lsp1 داضم P33241

رصننعل مقرر: CM0005927



ةمدقم

LSP1 Rabbit mAb (P33241) ةحص نم ققحتل مت رألل و ناسنلإل ف WB, IF/ICC, IF-P, ELISA ل- ةي و افم ل ل ا ل ا ل ن ي ت و ر ب ب ص ا خ . ذ ر ج ل و ا ل ا ل ط ي ش ن ت ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م و 1 , ي ع و ن ل ا ة ي و ي ح ل ا ء ا ي م ي ك ل ل و ة ل د ا ع ت م ل

ديزملل فرعإ

لماعمل	هميقل
جتنملا مس	LSP1 Rabbit mAb
راعستم مس/اتاطحال م	WP34; pp52; LSP1
عاونألا	ناسنإ
GeneID	4046
دصتسملا	يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننل يداحأ ةداضم ماسحأ
قبطتلا	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
عطاقتملا لعافتلا	ذج , راف , ناسنإ
SWISS	P33241
نيتوربال نزو	37kDa
نحشلا	جلت سيك