


Lta4H J- Wb - P09960 مضاد لـ Lta4H مضاد

رقم المنتج: CM0009961



مقدمة

LTA4H مضاد بنزلة من مضاد لـ Lta4H مضاد (leukotriene A4 زالوردي) يرش بل WB، IF/ICC، ELISA. عم بلاصت لكش بل لعافتي. طئاسوو باهتلالا ثاح بال بسانم. ذرجلاو رأفلا. نوه دل.

ديزمل فرعا

لم إعم ل	هفصاوم ل
جتنم ل مسا	LTA4H Rabbit mAb
راغتسم مس/اتاطحال م	LTA4H; leukotriene A4 hydrolase
عاون ل	ناسن
نيسن (ناسن) فرعم	4048
نيسن فرعم	4048
دصتسم ل	(P09960) يرش بل LTA4H م 501-600 نيسن لاضام ل عم قفاوتي لسلست يلع يوتحي بيكرتلا داغم يجامدن نيتورب
ردصم ل	بنرأ
هفلا	هفلسن لة ديداج دادصأ
قبطت ل	WB, IF/ICC, ELISA
بلاصت ل لعافتي	ذرج، رأف، ناسن
SWISS	P09960
نيتورب ل نزو	69kDa
نشل ل	جلت سيك