

Wb و Taqybat l Mag دض ةل س ن ال يداح أال داض م ال مسج ل Ihc-P و If-F و Ip و Elisa - P20916

رصن عل مقرر: CM0006245

ةمدقم

دض ةدو ل ال ل اع ب نرأ ةل س ن ال يداح أال داض م مسج
يركسل ال ني تورب (يرشب ال MAG ني تورب
نم ققحت ال م ت . (نل ال م اب طبترم ال
و IP و IF-F و IHC-P و WB تام ادخ تسال هت ح ال ص
ناسن إال عم لداب تم لكشب لعافتو ؛ ELISA
ايجولو ي ب ثا ح أال ل ا ث م . ذر ل او رأ ف ل او
نل ال م ال ني وكت و با ص أال .

ديزم ال فرعا

راي عم ال	ةم ي ل
ج ن م ال مسا	MAG Rabbit mAb
ةل دب ءام س أ / تا ط ح ال م	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A
عون ال	يرشب
م (رشب ل ل) ني ج ال فرعم	4099
ني ج ال فرعم	4099
يعان م ال دصت س م ال	فلتؤم ني تورب
ردص م ال	ب نرأ
ةل ف	ةل س ن ال ة يداح أال ة داض م ال ماسح أال
قي بطت ال	WB, IF-F, IHC-P, IP, ELISA
لداب تم ال لعافت ال	ذر ج ، رأ ف ، ناسن إ
SWISS	P20916
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 69
نحش ال	جلت سيك