

رابط خال Anti-Man1C1 بنرأل نم لئاسنل ددعت ماضم مسج Elisa - Q9Nr34 و يبرغل

مصنوع ال مقرر: CM0015710

مقدم

بنرأل نم لئاسنل ددعت ماضم مسج
میزنإ وهو، يرشبل MAN1C1 فدهتسي
N-جلالعم في كراشي يجلوج 1,2-افل زاديونام
رابط خال هتيجال ص نم ققحتل مت
عم بللاصت ملعافت عم، ELISA و (WB) يبرغل
ناطرسلل و ناكليغل ملع ثاحبأل يلاثم. رافل

ديزمل فرع

راي عمل	همي ال
جتنم الم سا	MAN1C1 Rabbit pAb
هليدبل اءامسأل/اتاطحال الم	HMIC: MAN1C: MAN1A3: pp6318: MAN1C1
عون ال	ناسنل
GeneID (ناسنل)	57134
GeneID	57134
يعانم الم دصتسم ال	MAN1C1 (NP_065112.1) يرشبل MAN1C1 نم 44-240 هينمأل اصامأل عم قفاوتي لسلست ىلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتوب
ردصم ال	بنرأل
ائف	لئاسنل ددعت ماضم الم اسجأل
قيبطت ال	WB, ELISA
بللاصت الم لعافت ال	رافل، ناسنل
SWISS	Q9NR34
نيوتوبلل يئيزجل نرول	نوتلاد وليك 71
نحش ال	جلث سيك