

J- Mbnl1 J- Wb، If/Icc، Elisa - Q9Nr56

رصد: CM0004273



مقدم

J- دوجي ليع ب نرأ ةل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م س ج
WB ت ا ق ي ب ط ت ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل م ت MBNL1
ي ل ا ث م . ر ش ب ل ل ة ي ص و ص خ م ELISA و IF/ICC و
ي ذ ل ي ل د ب ل ر ي ف ض ت ل م ي ط ن ت ث ا ح ب أ ل
ي ف ا م ب 1، muscleblind-like ن ي ت و ر ب ه ط س و ي
ي ل و أ ل ي ب ي ر ل ي و و ن ل ا ض م ح ل ة ج ل ا ع م ك ل ذ
ن ي ل و س ن إ ل ل ب ق ت س م و T- ب ل ق ل ن ي ن و ب و ر ت ل .

ي ز م ل ا ف ر ع

ه م ل ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	ب ن ر أ ة ل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م س ج MBNL1
ر خ آ م س ا / ت ا ط ح ا ل م	EXP; MBNL; MBNL1
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ج ل ا ف ر ع م	4154
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(Q9NR56) ي ر ش ب ل ا MBNL1 ن ي ت و ر ب ن م 289-388 ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ن م ص ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ي د ا ح أ د ا ض م س ج
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF/ICC، ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ر ش ب
SWISS	Q9NR56
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ر ج ل ا ن ز و ل ا	42 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك