

Wb و Ihc- P و If/Icc و Elisa - Q14703 مضع ؤجسنأل ددعت م داض م مسج

مصنع ال مقرر: CM0023050



ةمدقم

مضع بنارأل نم ؤجسنأل ددعت م داض م مسج دمتمع م، (S1P/SKI-1) يرشب ال MBTPS1 نيتورب ELISA و IF/ICC و IHC-P و WB في م ادختس ال. رأل او رشب ال عم آبل اصتمع أل عافت لعافت، لورتسي لوكال بالقتسا في ثحب لل يلاثم، نيوكت، ةيمزال بودن إل ةكبش لل داهج، ايردنوكوتيم ال ةفيظوو، ةلاح ال تاميسج ال.

ديزم ال فرع

هم لعم ال	هم ي ال
جت نم ال مس	MBTPS1 Rabbit pAb
ةلي دب ءامسأ / تاطح ال م	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1; MBTPS1
عون ال	يرشب
م (يرشب ال) فرعم	8720
ن ج ال فرعم	8720
يعانم ال دصتسم ال	(NP_003782.1) يرشب ال MBTPS1 نيتورب نم 1052 إل 803 نم ةينم ال اصامح ال عم قفاوتي لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأ
ةال	ةجسنأل ددعت م داضم ال ماسح ال
قي بطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بال اصتمع ال لعافت ال	يرأف، يرشب
SWISS	Q14703
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 118
نحش ال	جلت سيك