


Mcm2 J- داضم ال بنارأل ةل س ن ال دي و داضم ال مسجل Wb، Ihc-P، If/Icc، Elisa - P49736 تارابت خال

رصنع ال مقرر: CM0002601



ةمدقم

فدهت سي بنارأل ن م ةل س ن ال دي و داضم مسجل لوصفل هت حص ن م ققحت ال م ت، يرش ب ال MCM2 و (Western blot)، IHC-P، IF/ICC، ELISA. ذرجل أو رأفل أو ناسن إل عم لعافت ي. ةرودو يوون ال ضمحل فعاضت تاساردل ي لاثم ةل خال.

دي زم ال فرع

ةمدقم ال	ةمدقم ال
ج ن م ال مس	MCM2 Rabbit mAb
ةراعتسم ءامس / تاطحال م	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
عون ال	ناسن
ن ج ال فرع م (GeneID)	4171
يعان م دصت م ال	(P49736) يرش ب ال MCM2 ن ت و ر ب ن م 100 إل 1 ن م ةل س ن ال صامأل ل خاد لس لس ت عم قفاوت ي يعان طصا دي ت ب ب يعان طصا دي ت ب ب
ردص م ال	بنرأ
ةفل	ةل س ن ال ةدي و داضم ال ماسج ال
ق ي ب ط ت ال	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
عطاق ت م ال لعافت ال	ذر، رأف، ناسن
زم SWISS	P49736
ن ت و ر ب ال نزو	نوتلاد وليك 102
نحش ال	جلت سيك