

قُقْحُم Mcu لبق تسم دض ةل س ن ل دي ح و داض م مسج Elisa - Wb ل ص ح ف ل Knockout م ل ا ي ا ل خ ل م ا د خ ت س ا ب Q8Ne86

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0003439

ة م د ق م

ن ي ت و ر ب دض ي ب ن ر أ ة ل س ن ل دي ح و داض م مسج
ل ق ن ل ص ح ف ل ه ت ي ح ا ل ص ق ق ح م ، ي ر ش ب ل MCU
ل ص ح ف و (Western blot) ي ب ر غ ل ي ف ط ل ل
ر ش ب ل ي د ل MCU ن ي ت و ر ب ي ل ع ف ر ع ت ي .
E L I S A .
و ل ي ك 40 ي ئ ي ز ج ن ز و ب ن ا ذ ر ج ل ل و ن ا ر ئ ف ل و
ة ق ل ع ل م ل ا ت ا س ا ر د ل ل ب س ا ن م . ن و ت ل ا د
ا ي ر د ن و ك و ت ي م ل ي ف م و ي س ل ل ا ك ل ا ص ا ص ت م ا ب
ة . ي و ل خ ل ا ي ج و ل و ي س ف ل و

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	ل ا ب ق ق ح م [ة ل س ن ل دي ح و ي ب ن ر أ ل MCU داض م مسج
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; CU
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
ر ش ب ل ل (ن ي ج ل ا ف ر ع م	90550
ن ي ج ل ا ف ر ع م	90550
ي ع ا ن م ل ا دض ت س م ل ا	(NP_612366.1) ي ر ش ب ل MCU ن ي ت و ر ب ن م 170 ي ل ا 51 ن م ة ن ي ن م ا ل ا ض ا م ا ل ل ق ب ا ط م ي ن ي م ا ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا د ي ح و ة داض م ل ا م ا س ج ا ل ا
ا ق ا ي ب ط ل ا	WB, ELISA
ل د ا ب ت ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ي ر ش ب
ا ق ا ت ا ن ا ي ب ة د ع ا ق	Q8NE86
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 40
ن ح ش ل ا ة ق ي ر ط	ي ج ل ت س ي ك