


و Megalin/Lrp2 جـ Wb، If، Ihc، Fc و ةل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م س ج Elisa - P98164

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0006333



ة م د ق م

ن ج ه م ي ب ن ر أ ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م س ج
ة ل س ك و ب ر ك ل ا ة ف ر ط ل ا ة ق ط ن م ل ا ف د ه ت س ي
ل ه ن م ق ق ح ت ل ا م ت . ة ر ش ب ل Megalin/LRP2
WB، IF-P، IHC-P، FC (ة ل خ ل ا ل خ ا د)، ELISA.
522 (~) ي ذ ر ج ل ا و ي ر أ ف ل ا و ي ر ش ب ل LRP2 ف ش ت ك ي
د د ع ت م ي م ح ش ل ب ق ت س م و ه و، (ن و ت ل ا د و ل ي ك
ي، و ل ك ل ا ص ا ص ت م ا ل ا ة د ا ع ل ي ر و ر و ض ت ا د ن ج ل ل ا
ت ا ن ي ت و ر ب ل ا ب ا ل ق ت س ا و، ي ب ص ع ل ا ر و ط ت ل ا و
ة ن ه د ل ا.

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ح ت ن م ل ا م س ا	Megalin/LRP2 د ص ي ب ن ر أ ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م س ج
ي ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	DBS; GP330; LRP-2; Megalin/LRP2
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ر ج ل ا ف ر ع م (ي ر ش ب ل ا)	4036
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(NP_004516.2) ي ر ش ب ل Megalin/LRP2 ن ي ت و ر ب ن م 4446-4655 ة ن ي م أ ل ا ص ا م ا ل ل ق ب ا ط م ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ن ج ه م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا د ا ض م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB، IF-P، IHC-P، FC (ة ل خ ل ا ل خ ا د)، ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج، ر أ ف، ي ر ش ب
SWISS	P98164
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 522
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك