

تاقي ببطتل Mek1/Mek2 دض ةليسننلا ديحو داضم مسج Elisa - Q02750/P36507 و (Wb) يبرغل فاشننلا

رصننعل مقرر: CM0009922



ةمدقم

ةدوجل يلاع يبنارأ ةليسننلا ديحو داضم مسج
ةيرشبب ال MEK1/MEK2 تازانكي فدهتسي
(Western blot) يبرغل فاشننلا تاقي ببطتل بسانم
رأفلا عم لدابتم لعافت عم، ELISA و
ةيولخل تاراشإل ثاحبأل ةيساسأ ةادأ. ذجل او
ل- MAPK/ERK.

ديزمل فرعا

رايعم ال	ةميقل
جتنم الم سا	MEK1/MEK2 Rabbit mAb
ةليدبلاءامسأل / اطاح الم	CFC3; MAPKK1; MEK1; MKK1; PRKMK1; MEK1/MEK2
عون ال	يرشب
نيجي الفرعم	5604/5605
نيجي الفرعم	5604/5605
يعانم الم دلوم ال	MEK1/MEK2 نيتورب 360 لى 1 نم ةينيأل اصامألل اقباطم آل سلسلست نمضتي ةement ؤم يجامدن نيتورب (Q02750) يرشبب ال MEK1/MEK2
ردص الم	بنرأ
ةئفا	ةليسننلا ةديحو ةداضم الم اساسال
قيبطتل	WB, ELISA
لدابتم لعافت ال	ذج، رأف، يرشب
زمر SWISS	Q02750/P36507
نيتورب الم نزو	نوتلاد وليك 44
نحش ال	جلت سيك