

Wb، تاقىب طلل Mek3 دى بىنرأ ةلېسننل ي داحأ داضم If/Icc، Elisa - P46734

ررضنعل مقرر: CM0008547

ةمدقم

ةدوجل لىل اع بىنرأ ةلېسننل ي داحأ داضم
(MEK3 (MKK3، MAPKK3) نى تورب فدهتسى
هتېحالص نم ققحتلا مت. يرشبل
لغافتى. WB، IF/ICC و ELISA تاقىب طلل
يلاثم. ناذرل او نارئلل فى MEK3 عم أنىابت
MAPK p38 تاراشإ تاراسم ةسارذل

دىزمل فرعا

راىعمل	ةمىلل
جت نمل مسا	MEK3 Rabbit mAb
ةلېدب ءامس/أطاحالم	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
عونل	رشبل
رشبلل (نجىل فرعم	5606
نجىل فرعم	5606
ىعانملا دضتسملا	(P46734) يرشبل MEK3 نى تورب نم 347 ىل 150 نم ةنىمألا ضامألا لباقى لسلسل ىلع ىوتجى فلتؤم ىجامدن نى تورب
ردصملا	بئرألا
فىنصلتلا	ةلېسننل ي داحأ داضملا
تاقىب طلل	WB، IF/ICC، ELISA
لدابتملا لغافتلا	ذرل، رافلا، رشبل
SWISS	P46734
نى تورب نرو	نوتلاد ولىك 39
نحشلا ةقيرط	ىجلت سىك