

**و If/lcc قيبطت لل Mepce دض يبنراً ةليسننلا ددعتم داضم
Elisa - Q7L2J0**

CM0029771: رصنع ل ا مقرر



مقدم

نيٽورب دض بېنرأ ټلېسنلن ددعتم داضم
 اطاغلل ؤفاضل ميژنل) يرشبلل MEPCE
 (7SK snRNA- لئل ټلېټيملل يروفسوفلل
 يعانملل لعلاتلل ي فقي بطللل بسانم
 (IF/ICC) ؤيولخلل ؤيعانملل ايميلل/يولوللل
 7SK RNP بكمم ؤسارلل يلاثم. ELISA رابلل او
 خيسنلنل ميظنلل او

دي زملا فرعا

معلومات	معلومات
مستخلص	MEPCE Rabbit pAb
الهدف / التطبيق	BCDIN3; MEPCE
النوع	مضاد
الرقم (مضاد)	56257
الرقم	56257
الاستخدامات	(NP_062552.2). مضاد MEPCE لـ 689 إلى 470 من بروتين MEPCE
الرد	ن
الوقت	الاستخدامات
التقنيات	IF/ICC, ELISA
البيانات	مضاد
SWISS	Q7L2J0
نوت	نوت
الحالة	مضاد