

Wb, J- Kd [م ققحتل م] ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ Mettl3 د ا ض م Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - Q86U44

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0009223



ة م د ق م

د ا ع م ب ن ر أ ل ل ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
ة د ح و ل ا) METTL3 ف د ه ت س ي ء ا د أ ل ا ل ع و ب ي ك ر ت ل ا
د ي ز و ي ل ك و ي ن ل ل ي ل ي ث ي م ل ل ق ن ل ل ة ز ف ح م ل ا
N6). J- WB, IP, IF/ICC, IHC-P, م ت ه ن م ق ق ح ت ل ا
ي ر ش ب ل ا METTL3 ع م ل ع ا ف ت ي .
خ س ن ل ا ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ي ذ ر ج ل ا و ي ر أ ف ل ا و
ن ا ط ر س ل ا ث ا ح ب أ و (epitranscriptomic) ي ن ي ج ل ل ا

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	[م ققحتل م KD] METTL3 Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3
ع ا و ن أ ل ا	ن ا س ن ا
GeneID (ن ا س ن ا)	56339
GeneID	56339
د ص ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا METTL3 (NP_062826.2) م 1-156 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	د ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q86U44
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	64 kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ث س ي ك