

و Mettl3 جـ Wb و Ihc-P و If/Icc و Elisa - Q86U44 ض يبنارأال خاسنتسال ددعت ماضم مسج

مصنع ال مقرر: CM0028645



مقدم

ض خاسنتسال ددعت ماضم يبنارأ داضم مسج نيزونيداً-6 نـ لـ ةيزيفحت ال ةحول (METTL3 هتقداضم تمت ،(زاريفسنارت ليثيم ELISA و IF/ICC و IHC-P و WB في همدختسال ،يذجل او يرأفل او يرشبل ال METTL3 لعل فرعتي بيبرل اوونل ضحمل ال ةليثم ثاحبأل بسانمو ناطرسل او

يضم ال فرع

هم ال عمل	هم ال
جتنم ال مس	pAb يبنارأال داضم ال مسج ال METTL3 [م ن ققحت ال م]
ةليدب ءامس / تاطحال م	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
عون ال	يرشب
م (يرشب) نجل ال فرع	56339
نجل ال فرع	56339
يعانم ال دلوم ال	(NP_062826.2) يرشبل ال METTL3 جـ 156 ل 1 ن م ةينم ال اضمأال لباقي لسلسل ةلي يوتحي فلتم ةيجامدن نيورب فلتم ةنيورب
ردصم ال	بنارأ
ةال	خاسنتسال ةدعت ماضم ال ماضم ال
قبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابت ال لعل اف ال	ذج ،رأف ،يرشب
SWISS	Q86U44
نيتوربل ال نزو	نوتلاد وليك 64
نحش ال	جلت سيك