

مضاد MgII (MagI) يداح J- Wb, Ihc, If, Elisa - Q99685

رقم المنتج: CM0006942



معلومات

يستخدم المضاد في لاج بنزأل نم ةلېسنل يداح أ داضم م ت (MAGL, HU-K5) يرشبل MGLL فدهتسي WB, IF/ICC, IHC-P, و ELISA. ل هتحص نم ققحتل ذرلأو رأفل عم لدابتم لكشب لعافتي نوهدل لئاذغل لئثمتل لاضأل لئلاثم ديونېباناك وذنلأ تاراشلأ.

ذئلم الفرع

لماعلم	همقلا
جتنملا مس	MGLL Rabbit mAb
راعنم مس/اتاطحال م	MGL, HUK5, MAGL, HU-K5, MGLL
عونلا	ناسنل
GeneID (ناسنل)	11343
دصتسملا	يرشبل MGLL نم 1-300 ةنېمأل لاضأل عم قفاوتل لسلست لعل يوتحي بئكرتل داغم لجامدنل نئتورب
ردصملا	بنزأ
ةئفلا	ةلېسنل يداح أ داضم ماسأ
قئبطتلا	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ذرلأ، ذر
SWISS	Q99685
نئتوربل نزو	33kDa
نحشل	جلت سيك