

**Elisa و If/lcc و J- Wb Mgrn1 ضد قلىسن لادعت م داضم مسج  
060291**

**CM0024028: رصنع لاقمر**

## مقدم

فدهتسي ةليسنل ددعت م يبنرأ داضم مسج نيتيكي بوي 3ي) يرش ب ال MGRN1 نيتورب م ت. ELISA و IF/ICC و WB ل (زاغل نيتورب. ذرل او رأل عم عطاقت م ال هلغات نم ققحت ال. ةي ل خادل ا تامي سح ال ةك رح تاسار دل ي ل اثم نيتيكي بوي ل او.

## ديزمل افرعا

| معلومات عامة  | معلومات خاصة                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مستضد         | GRN1 Rabbit pAb                                                                                    |
| مستضد / مستضد | RNF156; GRN1                                                                                       |
| نوع           | مضاد                                                                                               |
| مستضد (مضاد)  | 23295                                                                                              |
| مستضد         | 23295                                                                                              |
| معلومات عامة  | (O60291) مضاد GRN1. 538 ج. 1 من ميني-ألفا مضاد أعمق تفاوت في سلسلة يلع يوتحي فشتتؤم يجامدنا نيتورب |
| مستضد         | بن                                                                                                 |
| معلومات       | معلومات مضافة                                                                                      |
| معلومات       | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                  |
| معلومات       | ذرف، ألفا                                                                                          |
| SWISS         | O60291                                                                                             |
| مستضد         | معلومات 61                                                                                         |
| معلومات       | معلومات سي                                                                                         |