

Pab - P08235 ب نرأ ة يرشقلان دعم لل داضم ل بقتسم رصنع ال مقرر: CM0029293



ةمدقم

دض ب نرأ ال نم ةل س ن ال ةددعتم دادضأ
(NR3C2) يرشبل ة يرشقلان دعم لل ل بقتسم
WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. ةبس انم
ذرجالو رأف ال عم لدابت م لكش ب لعافتت
طغض عافتراو ة يرشقلان دعم ال تاراش إ ثابأل
مدل.

ديزمل فرعا

راي عم ال	ةم ي ال
جت نم ال مس ا	pAb ب نرأ (NR3C2) ة يرشقلان دعم لل ل بقتسم
مس ا/تاطح ال م راغ تس م	MR: MCR: MLR: NR3C2VIT: ة يرشقلان دعم لل ل بقتسم (NR3C2)
عون ال	ناسن ا
م (ناسن ا) ن ج ال فرعم	4306
ن ج ال فرعم	4306
دص تس م ال	(NR3C2) يرشبل ة يرشقلان دعم لل ل بقتسم نم 450-600 ة نيم أ ل صام أ ل عم قفاوتي لس لس تس يلع يوتحي بيكرت ال داغم يجام دن ا ني تورب (NP_000892.2).
ردص م ال	ب نرأ
ةف ال	ةل س ن ال ةددعتم دادضأ
قي بطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذرج، رأف، ناسن ا
SWISS	P08235
ني تورب ال نزو	107kDa
نحش ال	جلت سيك