


Mmp2 J- Wb، If/Icc، Elisa - P08253

مصنع: CM0014797



مقدم

دعتم ال بنرأل داضم ال مسج فشتكي
ي ف MMP2 ني تورب MMP2 دض اذه ةليسن ال
هتخص نم ققحت ال متو، ذجل او رأفل او ناسن ال
ةساردل بسانم WB، IF/ICC، ELISA. تامادختس ال
ةداعو، مرول وزغو، ةي و مدلا ةي و أال ني وكت
ةجسن أال ليكشت

ديزم ال فرع

راي عم ال	ه م ي ق ال
جتنم ال مس	MMP2 (MMP2 Rabbit pAb) دض ةليسن ال دعتم بنرأ داضم مسج
رخاء اسماء/اتطاحالم	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
فدهتسم ال جي ناك ال	ناسن ال
م (ناسن ال) جي ن فرع م	4313
جي ن فرع م	4313
يعانم ال دضتسم ال	MMP2 ني تورب نم 280-40 ةيني م أال ضام أال عم قفاوتي لسلسلت يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_004521.1)
ردصم ال	بنرأل
ةفلا	ةليسن ال دعتم داضم ماسج
قيبطت ال	WB، IF/ICC، ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذجل، رأفل، ناسن ال
SWISS	P08253
ني تورب لل يئيزجل نزل	نوتلاد وليك 74
حش ال	جلت سيك