


**(Wb) ليبرغل لى حرتل لى سىسن ال ددعت م ب نرأ Mmp7 داضم
(If/Icc) ةيولخ ال ةعانم لى او، (Ihc-P) ةيجي سىسن ال ةعانم لى او،
P09237 - (Elisa) يعانم لى صاصت م ال رابتخا و**

CM0017911: رصنع ل مقرر



ةمدقم

يلاحظ أن الـ MMP7 قد تم دمجها مع الـ Matrilysin/PUMP-1، مما قد يؤدي إلى زيادة فعالية العلاج. كما أن الـ MMP7 قد تم دمجها مع الـ Matrilysin/PUMP-1، مما قد يؤدي إلى زيادة فعالية العلاج.

ديزمل فرعا

معلومات	الاسم
مستضد	MMP7 Rabbit pAb
مستضد	MMP-7; MPLS1; PUMP-1; MMP7
نوع	إنسان
GenID (إنسان)	4316
GenID	4316
مستضد	(NP_002414.1) يربط الـ MMP7 لـ 50-150 ميموالمضام الحاد لسلسلة م متفاوتي يعان اضطراب
مستضد	بن
نوع	مستضد مضاد
مستضد	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
مستضد	ذئ، إنسان
SWISS	P09237
مستضد	30kDa
مستضد	ج