

Anti-Mouse Cd11C Mab ساي ق ل ل (Fc) - Q9Qxh4

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0012248

م د ق م

CD11c ر أ ف ل ل ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج
م ا د خ ت س ل ل ه ت ح ص ن م ق ق ح ت ل ا م ت ، ع م ق ف ا ر ت م
ة س ا ر د ل ب س ا ن م . (FC) ي ب ا ي س ن ل ا س ا ي ق ل ل ا ي ف
ا ي ا ل خ ل ا ق ا ص ت ل ا ي ف X-ا ف ل ا ن ي ر ج ي ت ا
ة . ي ب ا ه ت ل ل ا ت ا ب ا ج ت س ل ا و ة ي ع ا ن م ل

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع ل م ل	ل ي ص ا ف ت ل
ج ت ن م ل م س ا	anti-Mouse CD11c mAb
ر ا ع ت س م م س / ا ت ا ط ا ح ا ل م	Cr4; N418; Cd11c
ع و ن ل ا	ر ا ف (Mouse)
م (ي ر ش ب ل ا) (GeneID) ن ج ل ا ف ر ع م	3687
م (GeneID) ن ج ل ا ف ر ع م	16411
د ص ت س م ل ا	ر أ ف ل ا ب ص ا ح ل ا CD11c ل . ف ل ت ؤ م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ا ي ن م ر أ ر ت س م ا ه (Armenian Hamster)
ة ؤ ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ة د ا ح أ ة د ا ض م م ا س ا ح أ
ق ي ب ط ت ل ا	FC
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر ا ف (Mouse)
SWISS	Q9QXH4
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	129kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك