

يرأف ال Cd23 - ل داضم ال ةل يسنن ال ديحول داضم ال مسجل ال P20693 - يولخل قفدت ال اب لي لحتل رمصن ال مقرر: CM0005061

مقدم

يبنرأل ال ةل يسنن ال ديحول داضم ال مسجل ال
نم ققحتل مت، يرأف ال CD23 - ل داضم ال
قفدتل سايق في مادختسالل هتيجال ص
وهو، يرأف ال CD23 يل ع فرعتي (FC). يولخل ال
أمساح أروود بعللي ةللأل ضفخنم IgE لبقتسم
ةيئابل ال ايالخل زيامتو IgE ميظنت في
ةعانم ال ثاحبأل يلاثم.

ديزمل الفرع

هم ل عمل	هم ي ل
جتنم ال مس	يرأف ال CD23 - ل داضم ال يبنرأل ال ةل يسنن ال ديحول داضم ال مسجل ال
ةلي دب ءامس / تاطحال م	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
عون ال	رأف ال
م (رشب لل) نجي الفرع م	2208
ن جي الفرع م	14128
يعانم ال دصتسم ال	(NP_038545.1) يرأف ال CD23 نيتورب نم 331 إلى 50 نم ةينيأل اضاأال عم قفاوتي لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصم ال	بنرأل
ةال	ةل يسنن ال ةديحول داضم ال ماسأال
قبب طال	FC
لدابت ال لعاقل	رأف ال
زمر SWISS	P20693
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 37
نحش ال	جلت سيك