

ساي ق ل يرأف ال Cd34 دض ةل يسننل ايداح أ داضم ال مسجل Q64314 - يولخل قفدت ال

رصننعل مقرر: CM0010426

ةمدقم

ب ق فارت م يبنارأ ةل يسننل ايداح أ داضم مسجل
غلبي يذل يرأف ال CD34 ءاشغل ني تورب دض
نم ققحت ال مت . نوتلاد وليك 41 يئيزجل هنزو
وهو ، (FC) يولخل قفدت ال ساي ق ل هتي حالص
مدلل ةنوكمل ةي فلسل ايلخل نع فشكي
ةي عذل ايلخل او مدلل نيوك ت ثاحب أل يلاثم .

ديزمل فرع

راي عمل	همي قل
جت نمل مسا	يرأف ال CD34 دض يبنارال ةل يسننل ايداح أ داضم ال مسجل
ةراعت سمل ءامسأل/اتاطحال م ال	CD34; GIG3; MORT1
عونع	رأف ال
م (يرشب ال) نجل افرعم	947
نجل افرعم	12490
يعانم ال دضت سمل	فلتؤم ني تورب
ردصم ال	بنرأل
ةئف	ةل يسننل ايداح أ داضم ال ماسأل
قبيطت ال	(يولخل قفدت ال ساي ق) FC
لدابت الم لعافت ال	رأف ال
SWISS	Q64314
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 41
نحل ال	جلت سيك