

يرأف الـ CD4 - داضم الـ ةليسننل يداحلأا داضم الـ مسجل P06332 - قفدتلاب يولخل سايقلل (Apc/Cyanine7)

رصنع الـ مقرر: CM0009361

ةمدقم

CD4 دض يبنرأ ةليسننل يداحلأا داضم مسجل ققحتل مـتـ، APC/Cyanine7 بـطـبـتـرمـ، يرأف الـ يلاثم. قفدتلاب يولخل سايقلل هتحصنم ةباجتسال، ةدعاسم الـ T ايلخ روطت ةساردل ةكرتشم الـ تالبقتسم الـ فئاظوو، ةيعانم الـ MHC II. ةئفل

ديزم الـ فرع

ةمدقم الـ	ةميق الـ
جتنم الـ مس	يرأف الـ CD4 - داضم الـ يبنرأ الـ APC/Cyanine7 ةليسننل يداحلأا داضم الـ مسجل
راعتسم مس / تاطحال م	L3T4; Ly-4
عون الـ	رأف
م (يرشب) نجل الـ فرع	920
نجل الـ فرع	12504
يعانم الـ دضتسم الـ	فلتؤم نيتورب
ردصم الـ	بنرأ
ةئفل	ةليسننل يداحلأا داضم الـ ماسحال
قبيطت الـ	FC
لدابت الـ لعافت الـ	رأف
SWISS	P06332
نيتورب الـ نزو	نوتلاد وليك 51
نحل الـ	جلت سيك