

ق ف د ت ل ل يرأف ال Cx3Cr1 ل داضم ةل يس ن ال دي ح و داضم مسج Q9Z0D9 - يولخ ال

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0012240

ة م د ق م

ل داضم ي ب ن ر أ ةل يس ن ال دي ح و داضم مسج
ه ت ي ح ال ص ن م ق ق ح ت ل م ت ، يرأف ال CX3CR1
ل ب ق ت س م ي ل ع ف ر ع ت ي . يولخ ال ق ف د ت ل ل
ل ب ق ت س م) يرأف ال CX3C 1 ن ي ك و م ي ك ال
ة ع ا ن م ال م ل ع ث ا ح ب أ ل ب س ا ن م . (ن ي ك ل ا ت ك ا ر ف ل
ا ت ا ب ا ه ت ل ال او . SWISS: Q9Z0D9.

دي ز م ل ف ر ع ا

راي ع م ل ا	ة م ي ل ا
ح ت ن م ل م س ا	ج ل داضم ي ب ن ر أ ةل يس ن ال دي ح و داضم مسج (ب 488 ن ر ت ق م) يرأف ال CX3CR1
ر ا ع ت س م ال م س ا ل ا ت ا ط ح ال م ل ا	mCX3CR1
ع و ن ل ا	رأف ال
م (ن ا س ن ا ل) ن ج ل ا ف ر ع م	1524
م (رأف ال) ن ج ل ا ف ر ع م	13051
ي ع ا ن م ا ل د ص ت س م ا	ي ر أ ف ال CX3CR1 (NP_034117.3) م 1-100 ة ي ن م أ ل ا ض ا م أ ل ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة ف ل ا	ة ل يس ن ال ة د ي ح و داضم ال م ا س ج أ ل ا
ق ي ب ط ت ل ا	يولخ ال ق ف د ت ل ل
ب ل ا ص ت م ا ل ع ا ف ت ل ا	رأف ال
SWISS	Q9Z0D9
ي ن ي ت و ر ب ل ن ز و ل ا	ن و ت ا د و ل ي ك 40
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك