

H2-Ab1 J- Wb - دض ب نرأ نم ةل س ن ل ا ي د ا ح أ ي ر أ ف د ا ض م P06345

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0006308

ة م د ق م

د ض ة د و ج ل ا ي ل ا ع ب ن ر أ ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م
H2-Ab1 ج- WB، و IF-P،
ة ع ا ن م ل ا م ل ع ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ELISA، و IHC-P،
30kDa، ة ن ا ث ل ا ة ئ ف ل ا ن م MHC ت ا س ا ر د و
ر أ ف ل ا ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ه م ي ق ل ا
ج ن م ل ا م س ا	H2-Ab1 Rabbit mAb
م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م ر ا ع س ت م	IAb; Ia2; Abeta; H-2Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
ع و ن ل ا	ر أ ف
GeneID (ا ن ا س ن ا)	474382
GeneID	14961
د ض ت م ل ا	ي ر أ ف ل ا H2-Ab1 ن م 31-219 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ن ي ت و ر ب (NP_996988.2).
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة ي د ا ح أ د ا ض أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ل ع ا د ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ر أ ف
SWISS	P06345
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	30kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك