

# 1/Cd49A افا نيرغتن دض ةلېسننل يداح اداضم الم مسجل

## Q3V3R4 - يولخل قفدتل سايقول ب نرتقۇم اليرافال

رمصنع ال مقرر: CM0004661

### مقدم

ب نرتقۇم يبنار اةلېسننل يداح اداضم مسجل يرأف ال 1/CD49a افا نيرغتن دض ةلېسننل يداح اداضم الم مسجل م يولخل قفدتل سايقول تاقىب طتل صصخم نارئفال تانيع يف هتيلاعف نم ققحتل نوتلاد وليك 130 عقوتم ال يئيزجل نزلو

### ديزمل فرعا

| لماعلم                  | مىقىل                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| جتم الم مسا             | يرأف ال 1/CD49a افا نيرغتن دض يبنارال ةلېسننل يداح اداضم الم مسجل                  |
| ملى دب ءامسا / تاطحال م | Vla1; CD49A; E130012M19Rik                                                         |
| عونل                    | راف                                                                                |
| مىجىل فرعم              | 3672                                                                               |
| مىجىل فرعم              | 109700                                                                             |
| مىعانم دضتسم ال         | (NP_001028400.2) يرأف ال 1/CD49a افا نيرغتن دض يبنارال ةلېسننل يداح اداضم الم مسجل |
| ردصم ال                 | بنرأ                                                                               |
| مىنصتال                 | ةلېسننل يداح اداضم الم مسجل                                                        |
| مىطتال                  | (FC) يولخل قفدتل سايقول                                                            |
| لدابتال لعافتال         | راف                                                                                |
| SWISS تاناي ب دقا       | Q3V3R4                                                                             |
| مىتورب ال نزلو          | نوتلاد وليك 130                                                                    |
| مىشال ةقيرط             | جلى سىك                                                                            |