


مسرعة إنتاج الأجسام المضادة ضد Mre11 - Wb, Ip, Elisa - P49959

رقم المنتج: CM0018165



مقدمة

MRE11 هو بروتين من عائلة بروتينات MRE11، وهو بروتين مهم في إصلاح الحمض النووي. يتم استخدامه في اختبار Western Blot (WB)، Immunoprecipitation (IP)، و Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA). يتم استخدامه في اختبار الأجسام المضادة ضد MRE11. يتم استخدامه في اختبار الأجسام المضادة ضد MRE11. يتم استخدامه في اختبار الأجسام المضادة ضد MRE11.

معلومات إضافية

الاسم	الوصف
اسم المنتج	MRE11 (MRE11 Rabbit pAb)
اسم الشركة	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
الاسم التجاري	ناسن إالا
الاسم العلمي (الاسم)	4361
الاسم العلمي	4361
الاسم العلمي	NP_005582.1) MRE11 بروتين من 290-485 حمض أميني، مع اختلافات في تسلسل 5' و 3' في بعض النسخ.
الاسم العلمي	بنر
الاسم العلمي	عائلة
الاسم العلمي	WB, IP, ELISA
الاسم العلمي	درجلا، ناسن إالا
SWISS	P49959
الاسم العلمي	نوتلاد وليك 81
الاسم العلمي	جلت سيك