


## Wb و تاي نقتل Mrpl38 دض ب نرأ ةلي سننل دي ح و داض م مسج Ihc-P و Elisa - Q96Dv4

رصننعل مقرر: CM0021478



### ةمدقم

دض ةدوجل اليلاع ب نرأ ةلي سننل دي ح و داض م مسج  
WB و IHC-P في مادختس الال دم تعم MRPL38  
ناسنإل دنع MRPL38 ني تورب فشكي  
ةيزوبيرل ةدحول ني تورب وهو، ذرل او رافل او  
تاسار دل يلاثم. ةيردنوك و تيمل ةري بك ال  
ري بعتل او ةيردنوك و تيمل ةم جرت ال  
يني تورب ال.

### دي زملا فرع

| راي عملا                     | ةفصاوملا                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| جتنملا مسا                   | MRPL38 Rabbit pAb                              |
| ةراعتسملاء امسأل/اتاطحالاملا | L38MT; RPML3; MRP-L3; HSPC262; MRP-L38; MRPL38 |
| عونلا                        | ناسنإل                                         |
| ناسنإل (ني جال فرعم)         | 64978                                          |
| يعانملا دضتسملا              | فلتؤم ني تورب                                  |
| ردصملا                       | ب نرأ                                          |
| ةئفلا                        | ةلي سننل ةدي ح و داضملا ماسجال                 |
| قيبطتلا                      | WB, IHC-P, ELISA                               |
| لدابتلما لعافتلا             | ذرل، رافل، ناسنإل                              |
| SWISS                        | Q96DV4                                         |
| ني تورب لل يئيزجل نزل        | نوتلاد وليك 45                                 |
| نحشلا                        | جلت سيك                                        |