


Wb و Taqyibbat l Mrps23 دض ةليسننلا ددعت م بنارأ داضم If/Icc و Elisa - Q9Y3D9

رصننعل مقرر: CM0023817



ةمدقم

دض ةدوجل يلاع ةليسننلا ددعت م بنارأ داضم
نيتورب وهو، يرشبل MRPS23 نيتورب
ضارمأل ي فطروتم يرذنوكوتيم يموسوبير
م. COXPD46 ضرمة لولأا ةيرذنوكوتيم
لقننلا تاقيبطتل هتيحالص نم ققحتلا
ELISA و IF/ICC و (Western blot) يرغل يخللل.

ديزمل فرعا

ةمدعمل	ةمقلا
جتنملا مس	MRPS23 Rabbit pAb
ةليدب ءامس / تاطحال	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
عونلا	يرشب
نيجلا فرعم	51649
نيجلا فرعم	51649
يعانملا دضتسملا	MRPS23 نيتوربل 190 لى 1 نم ةينمألا ضامألا نمض لسلست عم قفاوتي فللؤم نيتورب (NP_057154.2)
ردصملا	بنرا
ةفلا	ةليسننلا ددعت م داضلا
تاقيبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتلم لاعفتلا	يرشب
SWISS تانايي ةدعاق	Q9Y3D9
نيتوربل نزو	نوتلاد وليك 22
نخشل ةقيرط	جلت سيك