

JJ- Wb، Ihc-P، Elisa - P02795 لاندول كېلوب بىنرأ Mt2A داضم

CM0020420: رصنع ل مقرر

مقدم

بنرأل انم ينولك يلوبل اضا مل مسجل اذه
(Metallothionein-2A) يرش بل MT2A فده تس
لعاف تي. ELISA، و IHC-P، ل WB له م قق ح تل م
ثا ب أل يل لاث م. ذرل او رأف ل عم أب ل اص تم
detoxification ل او ين دعم ل نزاو تل

دي زمل ا فرعا



معلومات	الاسم
مستضد	MT2A Rabbit pAb
نوع المستضد / مصدر المستضد	MT2, MT-2, MT-II, MT2A
نوع الخلايا	إنسان
GenelD (إنسان)	4502
GenelD	4502
معلومات	(NP_005944.1) يربط الـ MT2A من 1-61 نيونيمال الصامح الـ عم قفاوتي لسلسلتي ليع يوتحي بيكرتال داعم جاجدنا نيوتورب
معلومات	بنرأ
الوظيفة	يشارك في تنظيم دورة حياة الخلية
نوع الاختبار	WB, IHC-P, ELISA
المعلومات العامة	ذراع، راف، إنسان
SWISS	P02795
نوع البروتين	6kDa
نوع الشحنة	جلبت سيك