


Elisa - Q9H2K0 و Mtif3 جـ Wb دص ةلېسنل ددعت م داضم

مصنوع ال مقرر: CM0029735



مقدم

م ت MTIF3 دص ب نرأ ن م ةلېسنل ددعت م داضم
 ب صاخ. ELISA و WB جـ ن م ققحت ال
 ةم جرت ءدب لماع وهو، يرأفل او يرش ب ال
 دحول رفوت ززع ي ايردون و كوت ي م ال
 ق ي ل خ ت ل 28S ةي عرف ال ةي م و س و ب ي ر ال
 ن ي ت و ر ب ال.

دي زم ال فرع

لماع ال	ه ي ق ال
ج ن م ال م سا	MTIF3 Rabbit pAb
راعت س م س/اتاطح ال	IF3mt; MTIF3
عون ال	ناسن
ن ج ال فرع م	219402
ن ج ال فرع م	219402
دصت س م ال	NP_690876.3) يرش ب ال MTIF3 م 1-278 ةي ن م ال صام ال اع م قفاوت ي ل س ل س ت ي ل ع يوت ح ي ب ي ك رت ال داع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ردص ال	ب نرأ
ةف ال	ةلېسنل ددعت م داضم
ق ي ب ط ت ال	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ال لع ا ف ت ال	راف، ناسن
SWISS	Q9H2K0
ن ي ت و ر ب ال ن زو	32kDa
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك