

Wb تاقىب طلل Muc2 دى ةل سىنل اىداأ داضم المسجلا Ihc-P و Elisa - Q02817

رصىن عل مقمر: CM0012271



ةمدقم

دض بنرأل نم ةل سىنل اىداأ داضم مسج تاقىب طلل دمتعم ،يرشب ال MUC2 نى تورب ابل اصمّ ال عافت لعافتى . WB و IHC-P و ELISA. نى سويمل تاساردل بسانم . ذرل او رافل عم ةعانمل او يطاخم ال زحال ثاأبأ فى 2 وىوعل

دىزملا فرعا

لماعمل	همىقلا
جتنملا مسا	MUC2 دض بنرأل نم ةل سىنل اىداأ داضم مسج
ةراعتسم ءامسأ / تاطحالام	MLP, SMUC, MUC-2, MUC2
عونلا	يرشب
نيجلا فرعم	4583
يعانملا دصتسملا	(يرشب ال MUC2 نى تورب نم 5000-5100 ةنىمألا صامأالا) يعانطصا دىتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةل سىنل اىداأ داضم مسج
تاقىب طلل	WB, IHC-P, ELISA
بل اصمّ ال عافتلا	ذرل ، رافل ، يرشب
زمر SWISS	Q02817
نى تورب ال نزو	نوتلاد ولىك 551
نحشلا	جلت سىك