

Elisa - Qq99102 و Ihc-P و Muc4 جـ Wb دض ةلـسنن دـح و داضـم
رـصـنـعـالـمـقـر: CM0010584

ةمدقم

MUC4 مض بنرأل نم ةليسننل ديحو داضم
يئيزجل نزول يلل عيئاشغ طاخم وه، يرش بل
ELISA و IHC-P و WB- ل هتحص نم ققحتل مت
يلل اثم. ذجل عم بللصتم لكشب لعافتو
ة. يراهظلا ءايحل ملعو ماروال ملع ثاحبال

ديزملا فرعا

معلومات	الاسم
جسم مضاد	MUC4 Rabbit mAb
مستضد / مصدر المستضد	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
أولئك الذين	إنسان
GenID (إنسان)	4585
GenID	4585
وصف الجسم المضاد	(Q99102) يربط الـ MUC4 من 4807-4916 هيدروكسيل ميثيل ألفا-D-جلوكوز، ويحتوي على بروتينات داغمة جليكوسيلات N-تورب
ردصم	بنر
نوع	هيدروكسيل ميثيل ألفا-D-جلوكوز
قياسات	WB, IHC-P, ELISA
بالاصفات الاعراض	ذبح ، إنسان
SWISS	Q99102
نيزوتروب البروز	542kDa
تحليل	جلت سيك