

Wb، تاقىب طلل Myl9 دض بنراً ةل س ن ال دي ح و داض م مسج If-P، Elisa - P24844

رص ن عل م قر : CM0030134

ةمدقم

دض بنراً ال ن م ةل س ن ال ددعت م داض م مسج
ةف فخل ال ةل س لسل ال يرش ب ال MYL9 ن يتورب
فاش ن لل ص صخ م (9 ن يزوي م لل ةمظن م ال
(IF-P) ة ي رول فل ةعان م ل او، (WB) ي ب ر ال
ن ع ف ش ك ي، (ELISA) ي م ي زن إل ال يعان م ل سا ي ق ل او
ناسن إل ال تان ي ع ي ف MYL9 ي ن طاب ال ن يتورب ال
ءاسل م ال تالض عل ثا ب أل دي ف م. ذر ج ل او رأ ف ل او
ا ي ال خ ل ة ك ر ح.

دى ز م ل فر ع

ةم ل عم ل	ه ف ص او م ل
ج ت ن م ل م س ا	MYL9 دض ةل س ن ال ددعت م بنراً داض م مسج
ةل دب ءام س أ / ت اط ح ال م	LC20; MLC2; MRCL1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
ع و ن ل	يرش ب
م ر ع ل ج ل فر ع م	10398
م ر ع ل ج ل فر ع م	10398
ةعان م ل دض ت س م	(NP_006088.2) يرش ب ال MYL9 ن يتورب ل 100 ل 1 ن م ةل س ن ال ددعت م بنراً داض م مسج
ر د ص م ل	بنراً
ف ي ن ص ت ل	ةل س ن ال ددعت م داض م ماسح أ
ت ا ق ي ب ط ل ت	WB, IF-P, ELISA
ل د ا ب ت م ل ل ع ا ف ت ل	ذر ج، رأ ف، ناسن إل
SWISS	P24844
ن و ت و ر ب ل ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 20
ح ش ل	ج ل ت س ي ك