


Na⁺/K⁺-ATPase مض بئرأل نم ةل س ن ل دد ع ت م داض م س ج Wb و Elisa - P05023 / P50993 / P13637 / Q13733 ر ص ن ع ل م ق ر : CM0022122



ة م د ق م

بئرأل نم ةل س ن ل دد ع ت م داض م س ج Na⁺/K⁺-ATPase مض بئرأل نم 1-أف أ ةل ع ر ف ل د ح و ل ا ف د ه ت س ي نم ق ق ح ت ل م ت (ATP1A1) ير ش ب ل ATPase ل ع ا ف ت ي و ، ELISA و WB ت ا ق ي ب ط ت ل ه ت ح ص ل ق ن ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا م ع ط ا ق ت م ل ك ش ب ء ا ش غ ل د ه ج و ت ا ن و ي أ ل ا

ذ ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	Na ⁺ /K ⁺ -ATPase مض بئرأل نم ةل س ن ل دد ع ت م داض م س ج
ة ل ي د ب ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	ATP1A1، ة د ح و 1 أف ل ا ل Na ⁺ /K ⁺ ATPase، Na ⁺ /K ⁺ -ATPase
ع ا و ن أ ل ا	ير ش ب
م ي ج ل ا ف ر ع م (GeneID)	476/477/478/480
د ص ت س م ل ا	(NP_000692.2) ير ش ب ل Na ⁺ /K ⁺ -ATPase نم 386-595 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	بئرأ
ة ئ ف ل ا	ةل س ن ل دد ع ت م داض م س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج
SWISS	P05023/P50993/P13637/Q13733
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	74kDa/109kDa/112kDa/113kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك