

مادختسألل Nav1.5/Scn5A - داضم ةللسنللا يدأحأ داضم مسج Wb، Ihc-P، Elisa - Q14524

مصنوع ال مقمر: CM0008136



ةمدقم

دض بنرألل نم ةللسنللا يدأحأ داضم مسج
Nav1.5/SCN5A، ف مادختسألل هنم ققحتُم،
WB، IHC-P، و ELISA. عطاقتم لكشب لعافتي.
ةانق فدهتسي. ذرألل وأفلل ناسنللا
بلقلل فف ةللسنللا دهألل تاذ موي دوصلل
لعلفلل دهج ءدبل ةلساسل ربتعت فتلل
ةومدلل ةللسنللا وأفلل بلقلل ثاأبألل فللل.

دلمل فرع

راىعلمل	ةمقلل
جت نملم مسا	Nav1.5/SCN5A دض بنرألل نم ةللسنللا يدأحأ داضم مسج
ىرأ ءامسلأا اطألم	HB1, HB2, HH1, IVF, VF1, HBB, ICCD, LQT3, SSS1, CDCD2, CMD1E, CMPD2, PFHB1, Nav1.5
لأل نلأل	ناسنللا
نلأل فرعم	6331
نلأل فرعم	6331
لأل دصتسم	Nav1.5/SCN5A نلأل فرعم نم 273-357 ةللسنللا صامألل عم قفاوتل لسلسل ىلع فلتؤم فلامدنل نلأل فرعم (NP_000326.2).
ردصلم	بنرألل
ةلأل	ةللسنللا يدأحأ ءداضلم ماسألل
قلمطلم	WB، IHC-P، ELISA
عطاقتلم لعافتل	ذرألل، وأفلل
SWISS	Q14524
نلأل فرعم نلأل	نوللاد وللك 221-227
نلأل فرعم	جلل سىك