


Ndufa8 ج- Wb، If/Icc، Ip، Elisa - P51970

رقم المنتج: CM0016938



مقدم

يُعرف الـ NDUFA8 Rabbit pAb كـ 20 كيلو دالتون (kDa) بروتين. يُستخدم في WB، IF/ICC، IP، و ELISA. يُستخدم في كشف الـ NDUFA8 في عينات الخلايا والأنسجة. يُستخدم في كشف الـ NDUFA8 في عينات الخلايا والأنسجة.

معلومات إضافية

معلومات المنتج	معلومات إضافية
اسم المنتج	NDUFA8 Rabbit pAb
معلومات إضافية	PGIV; CI-19KD; CI-PGIV; MC1DN37; NDUFA8
نوع المنتج	انسان
نوع المنتج (انسان)	4702
نوع المنتج	4702
نوع المنتج	فولتيمتر
نوع المنتج	بن
نوع المنتج	هليلسيون ددعت ماسج
نوع المنتج	WB، IF/ICC، IP، ELISA
نوع المنتج	ذيل، راف، انسان
SWISS	P51970
نوع المنتج	نوتاد وليك 20
نوع المنتج	جلت سيك