


## Wb, Ihc-P, If/Icc - J- ةل س ن ل ا د د ع ت م ب ن ر أ Ndufb7 د ا ض م P17568

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0014215



### ة م د ق م

NDUF7 د ض ب ن ر أ ل ا ن م ة ل س ن ل ا د د ع ت م د ا ض م ع ز ا ن ع م ج م ن م 7 ا ت ي ب ة ي ع ر ف ة د ح و ) ي ر ش ب ل ا ( ن و ن ي ك ي ب و ي ) NADH ن ي ج و ر د ي ه ة د ح و ل ا ع م أ ب ل ا ص ت م ل ع ا ف ت ي . WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا ل و أ ل ا ع م ج م ل ل B18 ة ي ع ر ف ل ا ض ا ر م أ ل ا ث ا ح ب أ م ع د ي . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ل ص ي خ ش ت ل ا س ي ي ا ق م ر ي و ط ت و ة ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا (IVD) ع ق و م ل ا ي ف .

### د ي ز م ل ا ف ر ع ا

| ل م ا ع م ل ا                           | ا ف ا ص ا و م ل ا                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ت ن م ل ا م س ا                       | ة ل س ن ل ا د د ع ت م ب ن ر أ Ndufb7 د ا ض م                                                                                                                    |
| ر ا ع ت س م م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل ا م | B18, CI-B18, MC1DN39, NDUF7                                                                                                                                     |
| ع ا و ن أ ل ا                           | ن ا س ن ا                                                                                                                                                       |
| م ( ن ا س ن ا ) ن ي ج ل ا ف ر ع م       | 4713                                                                                                                                                            |
| د ص ت س م ل ا                           | (NP_004137.2) ي ر ش ب ل ا NDUF7 ن م 1-137 ة ي ن ي م أ ل ا ص ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب |
| ر د ص م ل ا                             | ب ن ر أ                                                                                                                                                         |
| ة ؤ ل ا                                 | ة ل س ن ل ا د د ع ت م ة د ا ض م م ا س ج ا                                                                                                                       |
| ق ي ب ط ت ل ا                           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                        |
| ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا           | ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا                                                                                                                                       |
| SWISS                                   | P17568                                                                                                                                                          |
| ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و                   | 16kDa                                                                                                                                                           |
| ن ح ش ل ا                               | ج ل ت س ي ك                                                                                                                                                     |