

M J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07197

رقم المنتج: CM0022780

مقدمة

هذا المنتج هو من عائلة بروتين M (NFM/NEF3)، وهو يستخدم في اختبار WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. هذا المنتج هو من عائلة بروتين M (NFM/NEF3)، وهو يستخدم في اختبار WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. هذا المنتج هو من عائلة بروتين M (NFM/NEF3)، وهو يستخدم في اختبار WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.

معلومات إضافية

معلومات	معلومات
اسم المنتج	بروتين M من عائلة بروتين M (NFM/NEF3) داعم
معلومات المنتج	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilament M
معلومات المنتج	ناسن
معلومات المنتج	4741
معلومات المنتج	4741
معلومات المنتج	(NP_005373.2) بروتين M من عائلة بروتين M (NFM/NEF3) داعم
معلومات المنتج	بروتين
معلومات المنتج	عائلة بروتين M (NFM/NEF3) داعم
معلومات المنتج	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
معلومات المنتج	ذئب، راف، ناسن
SWISS	P07197
معلومات المنتج	102kDa
معلومات المنتج	جلبت سيك