


Nf-Kb P65/Rela J- Wb - Q04206

رصد نعل مقرر: CM0016668



مقدم

NF-kB مض يبناراً ةل س نل ددع تم داض م مسج دم تعم (SWISS: Q04206) يرشب ال p65/RelA و IF/ICC و IP و WB تارابتخا يف مادختس ال ثا ب ال بسانم. ذرل او رأف ال عم لعافت ي؛ ELISA، تابهت ال او NF-kB تاراشا

ديزل فرعا

راي عم ال	همي ال
جت نل م سا	NF-kB p65/RelA مض يبناراً ةل س نل ددع تم داض م مسج
راع تسم م س/ات اطاح ال م	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
عون ال	يرشب
م يجل ف رعم (يرشب)	5970
م يجل ف رعم	5970
يعان م ال دض تسم ال	يرشب ال NF-kB p65/RelA نيتورب نم 450-551 ةني م ال ضام ال انمض لس لس ت عم قفاوتي يعان طصا ديتبب (NP_068810.3)
ردص م ال	بناراً
ةف ال	لئاس نل ددع تم داض م ال ماسج ال
قي بطت ال	WB, IP, IF/ICC, ELISA
لدابت م ال لعافت ال	ذر، رأف، يرشب
SWISS	Q04206
نيتورب ال نزو	نوتلاد وليك 60
نحش ال	جلت سيك