


تاينق تـ NFIL3 ـ داضم يـ بناراً ةـ لـ سـ نـ لـ ددعتـ مـ داضم مـ سـ جـ Wb و If/Icc و Elisa - زمـ رـ لـ Q16649

رـ صـ نـ عـ لـ مـ قـ رـ : CM0013015



ةـ مـ دـ قـ مـ

ةـ دـ وـ جـ لـ لـ لـ اـ عـ ةـ لـ سـ نـ لـ ددعتـ مـ يـ بناراً داضم مـ سـ جـ
يـ فـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ لـ هـ يـ لـ عـ قـ دـ اـ صـ مـ NFIL3 ـ لـ داضم
يـ لـ عـ فـ رـ عـ تـ يـ . ELISA و IF/ICC و WB تـ اـ يـ نـ قـ تـ
وـ هـ وـ ، (Q16649) يـ رـ أـ فـ لـ اـ وـ يـ رـ شـ بـ لـ NFIL3 نـ يـ تـ وـ رـ بـ
يـ لـ اـ ثـ مـ . ةـ يـ جـ وـ لـ وـ يـ بـ لـ اـ ةـ عـ aـ سـ لـ لـ يـ خـ سـ نـ مـ ظـ نـ مـ
يـ نـ يـ جـ لـ لـ خـ سـ نـ لـ aـ وـ يـ مـ وـ يـ لـ aـ قـ يـ إـ لـ اـ ثـ اـ جـ بـ أـ لـ .

دـ يـ زـ مـ لـ فـ رـ عـ اـ

هـ مـ لـ عـ مـ لـ اـ	هـ مـ يـ قـ لـ اـ
جـ تـ نـ مـ لـ مـ سـ اـ	جـ لـ NFIL3 (NFIL3 Rabbit pAb) يـ بناراً داضم مـ سـ جـ
ةـ لـ دـ بـ اـ ءـ اـ مـ سـ اـ لـ / اـ تـ اـ طـ اـ حـ اـ لـ مـ اـ	E4BP4; IL3BP1; NFIL3A; NF-IL3A; NFIL3
عـ وـ نـ لـ اـ	يـ رـ شـ بـ
مـ (يـ رـ شـ بـ) نـ يـ جـ لـ فـ رـ عـ مـ	4783
نـ يـ جـ لـ فـ رـ عـ مـ	4783
يـ عـ aـ نـ مـ aـ لـ دـ صـ تـ Sـ مـ aـ	(NP_005375.2) يـ رـ شـ Bـ لـ NFIL3 نـ يـ Tـ وـ Rـ Bـ مـ 462 يـ Lـ 133 عـ وـ Mـ aـ Lـ مـ نـ ةـ يـ Nـ iـ Mـ aـ Lـ aـ صـ aـ Mـ aـ Lـ aـ Lـ Sـ Lـ Sـ Tـ يـ Lـ Eـ يـ وـ Tـ Hـ Iـ Fـ لـ Tـ Mـ Jـ اـ مـ Dـ Nـ aـ نـ يـ Tـ وـ Rـ Bـ
رـ دـ صـ Mـ aـ	بـ نـ اـ رـ اـ
اـ فـ اـ	ةـ لـ Sـ Nـ Lـ aـ ةـ دـ دـ عـ Tـ Mـ ةـ دـ aـ Vـ Mـ Mـ aـ Sـ Jـ aـ
اـ Tـ aـ Qـ iـ Bـ Tـ aـ Lـ aـ	WB, IF/ICC, ELISA
لـ Dـ aـ Bـ aـ Tـ Mـ aـ Lـ Eـ aـ Fـ aـ Tـ aـ	رـ أـ فـ ، يـ رـ شـ Bـ
زـ Mـ Rـ Sـ W—S	Q16649
نـ يـ Tـ وـ Rـ Bـ aـ Lـ aـ Nـ Zـ o	51 نـ وـ Tـ aـ Dـ aـ وـ Lـ iـ Kـ
نـ Cـ Hـ Sـ Lـ aـ ةـ Qـ iـ Rـ Pـ Tـ	جـ Lـ Tـ Sـ iـ Kـ