


Wb تمام ادخال Ngly1- ل داضم ةل س ن ل ا دى ح و داضم م س ج
Elisa - Q96lv0 و lhc-P و lf/lcc

CM0007437: رصنع ل مقر



ةمدقم

NGLY1 دض بنرأل نم ةلېسنل ديحو داضم مسج
-ا تي ب- ل ل ي ت ي س أ- (N-4- دي ت ب ب ل ز ا دي م أ)
نم ق ق ح ت ل م ت ، (ن ي ج ا ر ا ب س أ ل ل ي ن ي م ا ز و ك و ل غ
IF/ICC و IHC-P و WB ت ا م ا د خ ت س ا ل ه ت ي ح ا ل ص
ي ر أ ف ل و ا و ي ر ش ب ل ا ن ي ت و ر ب ل ا ف ش ك ي . ELISA و
ل ل ح ت و ERAD ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م . ي ن ا ذ ر ج ل و
ة . ي ر ك س ل ا ت ا ن ي ت و ر ب ل ا

ديزمالا فرعا

رأى عمال	هـ ي ق ل
ج ت م ن م س ا	ب ن ر أ ل ن م ة ل ي س ن ن د ي ح و د ا ض م ل NGLY1 م س ج
را ع ت س م ل م س ا ل ا ت ا ط ا ح ا ل م ا	CDDG: PNG1: CDG1V: PNG-1: PNGase: NGLY1
ع و ن ل ا	ن ا س ن ل ا
م ن ج ل ا ف ر ع م	55768
م ن ج ل ا ف ر ع م	55768
ل م ا ن م ا د ص ت س م ل ا	ن GLY1 ي ر ش ب ل ا ة ن ي م أ ل ا ل ب ا ق ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت و م ي ح ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_060767.2)
م ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ا ل ف ة	ة ل ي س ن ن د ي ح و د ا ض م ل م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ط ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ل ب ل ا ص ت م ل ا ل ع ا ق ت ل ا	ذ ر ج ل ا ، ر أ ق ل ا ، ن ا س ن ل ا
SWISS	Q96IV0
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ا د و ل ي ك 74
ا ل ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك