


Nlrp3 J- Wb، Ip، Elisa - دض بنرألل ةليسننلا ديحو داضم Q96P20

رصنعلا مقرر: CM0012758



ةمدقم

NLRP3 دض بنرألل ةليسننلا ديحو داضم J- Western blot، ةتحص نم ققحتلا مت، يرشبل ةادأ. ELISA، و، ةبيسررتلا ةعانملاو، blot، NLRP3، موسامل فنإ طيشنت ةساردل ةيساسأ يولخل باهتلالاو، IL-1 β /IL-18 زارفإو (pyroptosis)، Th2 ايلخل زيامتو.

ديزمل فرعا

لماعلا	ةميلا
جتنملا مس	NLRP3 Rabbit mAb
راعستم مس/اتاطحال م	AlI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
عاونالا	ناسنإ
نيجلا فرعم (ناسنإ)	114548
نيجلا فرعم	114548
دضتسملا	يرشبل NLRP3 نم 100-210 ةنيماالا ضامحألا عم قفاوتي لسلست يلع يوتحي بيكرتلا داعم يجامدنا نيوتوب (NP_004886.3)
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسننلا ةديحو ةداضم ماسجأ
قيبطتلا	WB, IP, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ناسنإ
SWISS	Q96P20
نيتوربلا نزو	118 kDa
نحشلا	جلت سيك