


Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20 لئاسنل ددعتم بنراً Nlrp3 داضم رصنعلا مقرر: CM0015043



ةمدقم

نم ةدوجل يلاع لئاسنل ددعتم داضم مسج
مت، NLRP3 (cryopyrin) فدهتسي بنرألا
WB, IF/ICC, ELISA. ل هتحص نم ققحتلا
يلاثم. ذرجل، رأفلا، ناسنإلا عم لعافت
ةعانملاو موزامال فنإ طيشنت تاساردل
ةيرطفلا.

ديزملا فرعإ

لماعلا	ةمقلا
جتنملا مسا	NLRP3 Rabbit pAb
راعتسم مس/تاطحلا م	AlI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
عاونألا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	114548
GeneID	114548
دصتسملا	NP_001120934.1) يرشبلا NLRP3 نم 1-220 ةينيألا صامألا لغاد لسلسلست عم قفاوت ييغانطصا ديتببإ بيكرتلا داغم نيئورب
ردصملا	بنراً
ةئفلا	لئاسنل ددعتم ةداضم ماسجأ
قيبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ذرجل، رأف، ناسنإ
SWISS	Q96P20
نيئوربلا نزو	118kDa
نحشلا	جلت سيك